



Dane produktu*								
Nazwa produktu					Frakcja			
Granulat gumowy SBR					4-10			
Rozmiar sit	Pozostało na sicie		Dopuszczalne odchylenie		Przeleciało przez sito		Dopuszczalne odchylenie	
[mm]	[g]	[%]	min [%]	max [%]	[g]	[%]	min [%]	max [%]
13,2	1,5	0,3	0,0	0,5	498,5	99,7	99,0	100,0
12,5	12,9	2,6	0,5	10,0	485,6	97,1	90,0	100,0
10,0	78,9	15,8	5,5	30,0	406,7	81,3	70,0	90,0
8,0	147,2	29,4	20,0	45,0	259,5	51,9	40,0	60,0
6,3	140,4	28,1	20,0	45,0	119,1	23,8	20,0	40,0
4,0	113,9	22,8	5,5	30,0	5,2	1,0	0,5	15,0
2,8	3,5	0,7	0,5	10,0	1,7	0,3	0,0	5,0
0,0	1,7	0,3	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Masa próbki		500,0						



* Warunki przeprowadzenia analizy sitowej: Przesiewacz laboratoryjny Multiserw LPzE-2e ; sita plecione, otwory kwadratowe; Mpróbki~500g; tprzesiewu~8min; Tprzesiewu~20°C; Ciężar usypowy~450 kg/m³; Kolor czarny; Granulat zgodny z Normą Zakładową